



# LAMPES D'EXAMEN EXAMINATION LAMPS



## LED 4 W / LED 4 W FOCUS

Lampe destinée aux examens et actes courants, idéale pour la gynécologie et dermatologie.  
Examination lamp for localized and specific examination such as gynecology and dermatology.



	LED 4 W	LED 4 W FOCUS
Puissance en Watts / Power in watts	4,2 W	4,2 W
Kelvin / Kelvins	4500° Kelvins	4500° Kelvins
Lumens / Lumen	420 lm	420 lm
Longévité des LEDS / LEDs lifetime	50 000 heures/hours	50 000 heures/hours
Indice de rendu de couleur (IRC) / Color rendering index	95	95
Longueur de flexible / Flexible arm length	1000 ou/or 1230 mm	1000 ou/or 1230 mm
À 30 cm / Distance 30cm	20 000 lux ø éclairé/illuminated : 15 cm	90 000 lux ø éclairé/illuminated : 10 cm
À 50 cm / Distance 50cm	7 000 lux ø éclairé/illuminated : 20 cm	27 000 lux ø éclairé/illuminated : 15 cm
À 100 cm / Distance 100cm	1 700 lux ø éclairé/illuminated : 30 cm	7000 lux ø éclairé/illuminated : 25 cm
Poids / Weight (flexible 1000mm)	1,6 kg	1,6 kg
Poids / Weight (flexible 1230mm)	2,1 kg	2,1 kg
Garantie / Warranty	3 ans/years	3 ans/years
Faisceau / Beam	angle 25°	angle 10°

## LED 7 W



Très polyvalente, puissante, confortable et sans dégagement de chaleur : sa maniabilité est optimale. Lumière blanche et froide.  
Very polyvalent, powerful and comfortable, this lamp is equipped with LEDs of the latest generation, without any heat output

Puissance en Watts / Power in watts	7 W
Kelvin / Kelvins	4500° Kelvins
Lumens / Lumen	980 lm
Longévité des LEDS / LEDs lifetime	50 000 heures/hours
Indice de rendu de couleur (IRC) / Color rendering index	95
Longueur de flexible / Flexible arm length	1140 mm ou/or 650 mm
À 30 cm / Distance 30cm	130 000 lux ø éclairé/illuminated : 10 cm
À 50 cm / Distance 50cm	60 000 lux ø éclairé/illuminated : 12 cm
À 100 cm / Distance 100cm	18 000 lux ø éclairé/illuminated : 20 cm
Poids / Weight (flexible 650mm)	1,6 kg
Poids / Weight (flexible 1140mm)	2,4 kg
Garantie / Warranty	3 ans/years

## LED 17 W

LED haute puissance parfaitement conçue pour la petite chirurgie, la dermatologie et les soins intensifs.

Lamp perfectly designed for minor surgery, dermatology, intensive cares.




Puissance en Watts / Power in watts	17 W
Kelvin / Kelvins	4500° Kelvins
Lumens / Lumen	1680 lm
Longévité des LEDS / LEDs lifetime	50 000 heures/hours
Indice de rendu de couleur (IRC) / Color rendering index	95
Longueur de flexible / Flexible arm length	700 mm
À 30 cm / Distance 30cm	210 000 lux ø éclairé/illuminated : 10 cm
À 50 cm / Distance 50cm	120 000 lux ø éclairé/illuminated : 13 cm
À 100 cm / Distance 100cm	33 000 lux ø éclairé/illuminated : 20 cm
Poids / Weight	2,9 kg
Garantie (hors ampoule) / Warranty (except bulb)	3 ans/years

## MODÈLES / MODELS

Modèles sans pied Models without column	Modèles sur pied avec roulettes à frein Models on column with brake castors	Interrupteur sans contact No contact switch	Variateur Dimmer	Double intensité (50-100%) Double intensity switch (50-100%)
LED 4 W	LED 4 WP			
LED 4W120 (flexible 1230 mm)				
LED 4 W OC	LED 4 W OCP	●		
LED 4 W F	LED 4 W PF			
LED 4W120F (flexible 1230 mm)				
LED 4 W OCF	LED 4 W OCPF	●		
LED 7 W (flexible 1140 mm)	LED 7 WP (flexible 650 mm)			
LED 7W OC (flexible 1140 mm)	LED 7W OCP (flexible 650 mm)	●		
LED 7 W VAR (flexible 1140 mm)	LED 7 W VARP (flexible 650 mm)		●	
LED 17W OC	LED 17W OCP	●		
LED 17W OCX2	LED 17W OCX2P	●		●

## Accessoires Accessories



954  
Support mural-  
bras articulé double  
Wall mount-  
double articulation



958  
Support mural pour lampe  
Wall support for lamp



295-01  
Support de fixation  
lampe pour divan  
équipé d'un rail  
Lamp mounting  
bracket for a couch  
provided with a rail

\*

## COMMENT FIXER UNE LAMPE SUR UN DIVAN / HOW TO FIX A LAMP ON A COUCH ?

 Deneo +  Ref. 80920-01 +  Ref. 80921-01 +  Ref. 957 +  Lampe Lamp	 Élite ou / or  Elansa +  Ref. 11910-01 +  Ref. 957 +  Lampe Lamp	 iQuest <input type="checkbox"/> ou / or  iDuolys <input type="checkbox"/> +  Ref. 166 +  Ref. 957 +  Lampe Lamp	 eMotio <input type="checkbox"/> ou / or  eMotio Expert <input type="checkbox"/> +  Ref. 40950 +  Lampe Lamp	 Kompact +  Ref. 278-01 +  Ref. 295-01 +  Lampe Lamp	 gMotio +  Ref. 295-01 +  Lampe Lamp	 Quest ou / or  Duolys <input type="checkbox"/> +  Ref. 166 +  Ref. 957 +  Lampe Lamp
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

\* Support alternatif de fixation de lampe sur rail,  
compatible avec les divans désignés par un   
Alternative rail-mounted lamp mounting bracket  
compatible with couches designated by an